

**Przedmiot Zamówienia****Grupa 1 – Igły iniekcyjne**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 1,2 x 40mm	op.	2330
2.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 1,1x 40mm	op.	730
3.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,9x 40mm	op.	540
4.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,8x 40mm	op.	1200
5.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,7x 30mm	op.	250
6.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,6x 30mm	op.	100
7.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,5x 25 mm	op.	240
8.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,45x od 23 do 26 mm	op.	130
9.	Igła iniekcyjna 100 szt	Ø 0,45x od 12 do 16 mm	op.	135

**Grupa 2– Strzykawkę**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Strzykawka przezroczysty cylinder op. max. 100 szt.	2ml	szt.	166660
2.	Strzykawka przezroczysty cylinder op. max. 100 szt.	5ml	szt.	120000
3.	Strzykawka przezroczysty cylinder op. max. 100 szt.	10ml	szt.	14000
4.	Strzykawka przezroczysty cylinder op. max. 100 szt.	20ml	szt.	240000

**Grupa 3 – Strzykawka tuberkulinowa**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Strzykawka tuberkulinowa z igłą	1ml	kpl.	14660

**Grupa 4 – Strzykawka insulinowa**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Strzykawka insulinowa z igłą	1ml U100	kpl.	2400

**Grupa 5- Strzykawka trzy częściowa**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock perfuzyjna	50ml	szt.	18000
2.	Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock zabezpieczająca przed światłem przezroczysta perfuzyjna	50ml	szt.	24000

**Grupa- 6 Strzykawka Janeta**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Strzykawka „Janeta”	50ml	szt.	6660
2.	Strzykawka „Janeta”	100ml	szt.	7330

**Grupa 7 – Rękawice chirurgiczne sterylne**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	6,0	para	6660
2.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	6,5	para	28000
3.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	7,0	para	32000
4.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	7,5	para	26660
5.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	8,0	para	20000
6.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	8,5	para	4000
7.	Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie pudrowane AQL równe 1,5	9,0	para	400

**Grupa 8 – Rękawice do badań latexowe**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Rękawice do badań latexowe pudrowane AQL równe 1,5 100 szt.	„S”	op.	8660
2.	Rękawice do badań latexowe pudrowane AQL równe 1,5 100 szt.	„M”	op.	8660
3.	Rękawice do badań latexowe pudrowane AQL równe 1,5 100 szt.	„L”	op.	2300

**Grupa 9- Przedłużacze do pomp infuzyjnych**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości.
1.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej biały	140- 150 cm	szt.	16660
2.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej ciemny (chroniący przed światłem ) przeźroczysta	140 -150 cm	szt.	9330
3.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem	7- 10 cm	szt.	2660

**Grupa 10 – Dwudrożny przyrząd do podawania tlenu**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Dwudrożny przyrząd do podawania tlenu	-----	szt.	5340

**Grupa 11 – Kaniula do pobierania i wstrzykiwania leków**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Kaniula do pobierania i wstrzykiwania leków posiadająca trwale zabezpieczenie przed wyciekaniem (połączenie pomiędzy strzykawką a butelką) ,plastikowy kolec ,zamknięcie do aspiracji ,filtr bakteryjny	-----	szt.	32000

**Grupa 12- Kranik trójdrożny biały**

L.p		Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Kranik trójdrożny biały	-----	szt.	10660

**Grupa 13- Przyrząd do OCŻ**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Przyrząd do OCŻ	-----	szt.	267

**Grupa 14- Zgłębnik żołądkowy**

L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	6	szt.	50
2.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	8	szt.	50
3.	Zgłębnik żołądkowy z PCV	10	szt.	66

	eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne			
4.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	12	szt.	66
5.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	14	szt.	334
6.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	16	szt.	666
7.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	18	szt.	800
8.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	20	szt.	466
9.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	22	szt.	266

10.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	24	szt.	134
11.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	26	szt.	67
12.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	28	szt.	66
13.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	30	szt.	67
14.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	32	szt.	67
15.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z zatyczką jednorazową, sterylne	34	szt.	54
16.	Zgłębnik żołądkowy z PCV eliminującego podrażnienia tkanek zakończony gładką oliwką ułatwiającą wprowadzenie zgłębnika z czterema bocznymi otworami , znacznikami głębokości z	36	szt.	54

	zatyczką jednorazową, sterylne			
--	--------------------------------	--	--	--

#### Grupa 15 - Kanka do odbytu

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Kanka do odbytu	30x400	szt.	1000
2.	Kanka do odbytu	16x200	szt.	2000
3.	Kanka do odbytu	24x600	szt.	67

#### Grupa 16 - Cewnik Tiemann

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Cewnik Tiemann	8	szt.	165
2.	Cewnik Tiemann	10	szt.	166
3.	Cewnik Tiemann	12	szt.	234
4.	Cewnik Tiemann	14	szt.	233
5.	Cewnik Tiemann	16	szt.	267
6.	Cewnik Tiemann	18	szt.	165
7.	Cewnik Tiemann	20	szt.	66
8.	Cewnik Tiemann	22	szt.	66
9.	Cewnik Tiemann	24	szt.	66

#### Grupa 17 - Cewnik Couvelaire

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Cewnik Couvelaire	8	szt.	200
2.	Cewnik Couvelaire	10	szt.	100
3.	Cewnik Couvelaire	12	szt.	100
4.	Cewnik Couvelaire	14	szt.	166
5.	Cewnik Couvelaire	16	szt.	200
6.	Cewnik Couvelaire	18	szt.	133
7.	Cewnik Couvelaire	20	szt.	133
8.	Cewnik Couvelaire	22	szt.	200
9.	Cewnik Couvelaire	24	szt.	70

#### Grupa 18 - Cewnik Foley

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml	6	szt.	66
2.	Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml	8	szt.	133
3.	Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml	10	szt.	167
4.	Cewnik Foley dwudrożny	12	szt.	200

	<b>4,7mm/30ml</b>			
5.	<b>Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml</b>	<b>14</b>	<b>szt.</b>	<b>1000</b>
6.	<b>Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml</b>	<b>16</b>	<b>szt.</b>	<b>2000</b>
8.	<b>Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml</b>	<b>18</b>	<b>szt.</b>	<b>2666</b>
9.	<b>Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml</b>	<b>20</b>	<b>szt.</b>	<b>1333</b>
10.	<b>Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml</b>	<b>22</b>	<b>szt.</b>	<b>700</b>
11.	<b>Cewnik Foley dwudrożny 4,7mm/30ml</b>	<b>24</b>	<b>szt.</b>	<b>200</b>

#### **Grupa 19 - Cewnik Nelaton**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>4</b>	<b>szt.</b>	<b>667</b>
2.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>6</b>	<b>szt.</b>	<b>13333</b>
3.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>8</b>	<b>szt.</b>	<b>20000</b>
4.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>10</b>	<b>szt.</b>	<b>5333</b>
5.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>12</b>	<b>szt.</b>	<b>2000</b>
6.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>14</b>	<b>szt.</b>	<b>1333</b>
7.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>16</b>	<b>szt.</b>	<b>1466</b>
8.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>18</b>	<b>szt.</b>	<b>1667</b>
9.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>20</b>	<b>szt.</b>	<b>1000</b>
10.	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>22</b>	<b>szt.</b>	<b>667</b>
11..	<b>Cewnik Nelaton</b>	<b>24</b>	<b>szt.</b>	<b>334</b>

#### **Grupa 20 - Cewnik do odsysania**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi</b>	<b>4</b>	<b>szt.</b>	<b>267</b>
2.	<b>Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi</b>	<b>6</b>	<b>szt.</b>	<b>667</b>
3.	<b>Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi</b>	<b>8</b>	<b>szt.</b>	<b>1333</b>

4.	Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi	10	szt.	1333
5.	Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi	12	szt.	1000
6.	Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi	14	szt.	5300
7.	Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi	16	szt.	9334
8.	Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką eliminującą ryzyko podrażnienia tkanek z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi	18	szt.	10000

**Grupa 21 - Rurka ustno-gardłowa**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Rurka ustno-gardłowa	3 (100mm)	szt.	934
2.	Rurka ustno-gardłowa	2 ( 90mm)	szt.	2000
3.	Rurka ustno-gardłowa	1 (80 mm)	szt.	733
4.	Rurka ustno-gardłowa	0 (60 mm)	szt.	134
5.	Rurka ustno-gardłowa	00 (50 mm)	szt.	67
6.	Rurka ustno-gardłowa	000 (30mm)	szt.	33

**Grupa 22 - Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego	2,0	szt.	67
2.	Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego	2,5	szt.	80
3.	Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego	3,0	szt.	667
4.	Rurka intubacyjna bez	3,5	szt.	400



	<b>mankietu uszczelniającego</b>			
5.	<b>Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego</b>	<b>4,0</b>	<b>szt.</b>	<b>107</b>
6.	<b>Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego</b>	<b>4,5</b>	<b>szt.</b>	<b>100</b>
7.	<b>Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego</b>	<b>5,0</b>	<b>szt.</b>	<b>100</b>
8.	<b>Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego</b>	<b>5,5</b>	<b>szt.</b>	<b>67</b>
9.	<b>Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego</b>	<b>6,0</b>	<b>szt.</b>	<b>33</b>

**Grupa 23 - Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>5,0</b>	<b>szt.</b>	<b>87</b>
2.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>5,5</b>	<b>szt.</b>	<b>87</b>
3.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>6,0</b>	<b>szt.</b>	<b>233</b>
4.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>6,5</b>	<b>szt.</b>	<b>200</b>
5.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>7,0</b>	<b>szt.</b>	<b>866</b>
6.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>7,5</b>	<b>szt.</b>	<b>1333</b>
7.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>8,0</b>	<b>szt.</b>	<b>1000</b>
8.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>8,5</b>	<b>szt.</b>	<b>533</b>
9.	<b>Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym</b>	<b>9,0</b>	<b>szt.</b>	<b>34</b>

**Grupa 24 - Prowadnica do rurek intubacyjnych**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Prowadnica do rurek intubacyjnych sterylna</b>	<b>2,2 (6FR)</b>	<b>szt.</b>	<b>53</b>
2.	<b>Prowadnica do rurek</b>	<b>4,0 (10FR)</b>	<b>szt.</b>	<b>87</b>

	<b>intubacyjnych sterylna</b>			
3.	<b>Prowadnica do rurek intubacyjnych sterylna</b>	<b>5,0 (14FR)</b>	<b>szt.</b>	<b>100</b>

**Grupa 25 - Igła do nakłuć lędźwiowych**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Igła do nakłuć lędźwiowych</b>	<b>0,45x90</b>	<b>szt.</b>	<b>1467</b>
2.	<b>Igła do nakłuć lędźwiowych</b>	<b>0,50x90</b>	<b>szt.</b>	<b>1333</b>
3.	<b>Igła do nakłuć lędźwiowych</b>	<b>0,70x90</b>	<b>szt.</b>	<b>733</b>
4.	<b>Igła do nakłuć lędźwiowych</b>	<b>1,10x90</b>	<b>szt.</b>	<b>667</b>
5.	<b>Igła do nakłuć lędźwiowych</b>	<b>1,20x90</b>	<b>szt.</b>	<b>1000</b>

**Grupa 26 - Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych</b>	<b>-----</b>	<b>szt.</b>	<b>133334</b>

**Grupa 27 - Kaniula i mandryn dożylny**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>J.M</b>	<b>Zamawiane ilości</b>
1.	<b>Kaniula dożylna z portem do podawania leków i ochroną przed skałeczeniem igłą,z nasadką typu Luer Lock umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie przyrządu, pakowana pojedynczo,sterylna wykonana z poliuretanu, widoczna data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu</b>	<b>0,8mm(22G)</b>	<b>szt.</b>	<b>20334</b>
2.	<b>Kaniula dożylna z portem do podawania leków i ochroną przed skałeczeniem igłą,z nasadką typu Luer Lock umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie przyrządu, pakowana pojedynczo,sterylna wykonana z poliuretanu, widoczna data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu</b>	<b>1,0mm(20G)</b>	<b>szt.</b>	<b>33000</b>
3.	<b>Kaniula dożylna z portem do podawania leków i ochroną przed skałeczeniem igłą,z nasadką typu Luer Lock umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie przyrządu, pakowana pojedynczo,sterylna wykonana z poliuretanu, widoczna data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu</b>	<b>1,2mm(18G)</b>	<b>szt.</b>	<b>13334</b>
4.	<b>Kaniula dożylna z portem do podawania leków i ochroną</b>	<b>1,4mm(17G)</b>	<b>szt.</b>	<b>4000</b>

	<b>przed skaleczeniem igłą,z nasadką typu Luer Lock umożliwiającą szczelne i trwale połączenie przyrządu, pakowana pojedynczo,sterylna wykonana z poliuretanu, widoczna data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu</b>			
5.	<b>Kaniuła dożylna z portem do podawania leków i ochroną przed skaleczeniem igłą,z nasadką typu Luer Lock umożliwiającą szczelne i trwale połączenie przyrządu, pakowana pojedynczo,sterylna wykonana z poliuretanu, widoczna data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu</b>	<b>1,7mm(16G)</b>	<b>szt.</b>	<b>1000</b>
6.	<b>Kaniuła dożylna z portem do podawania leków i ochroną przed skaleczeniem igłą,z nasadką typu Luer Lock umożliwiającą szczelne i trwale połączenie przyrządu, pakowana pojedynczo,sterylna wykonana z poliuretanu, widoczna data sterylizacji na pojedynczym opakowaniu</b>	<b>2,0 mm(14G)</b>	<b>szt.</b>	<b>100</b>
7.	<b>Mandryn do kaniuli dożylniej luer lock kompatybilny (dopasowanie długości i średnicy) ten sam producent jak poz. 1-6 w Grupie 27</b>	<b>0,8 mm (G22)</b>	<b>szt.</b>	<b>20000</b>
8.	<b>Mandryn do kaniuli dożylniej luer lock kompatybilny (dopasowanie długości i średnicy) ten sam producent jak poz. 1-6 w Grupie 27</b>	<b>1,0 mm (G20)</b>	<b>szt.</b>	<b>20334</b>
9.	<b>Mandryn do kaniuli dożylniej luer lock kompatybilny (dopasowanie długości i średnicy) ten sam producent jak poz. 1-6 w Grupie 27</b>	<b>1,2mm (G18)</b>	<b>szt.</b>	<b>10000</b>
10.	<b>Mandryn do kaniuli dożylniej luer lock kompatybilny (dopasowanie długości i średnicy) ten sam producent jak poz. 1-6 w Grupie 27</b>	<b>1,4mm (G17)</b>	<b>szt.</b>	<b>700</b>
11.	<b>Mandryn do kaniuli dożylniej luer lock kompatybilny (dopasowanie długości i średnicy) ten sam producent jak poz. 1-6 w Grupie 27</b>	<b>1,7mm (G16)</b>	<b>szt.</b>	<b>200</b>
12.	<b>Mandryn do kaniuli dożylniej luer lock kompatybilny</b>	<b>2,0mm (G14)</b>	<b>szt.</b>	<b>34</b>

	(dopasowanie długości i średnicy) ten sam producent jak poz. 1-6 w Grupie 27			
--	--	--	--	--

**Grupa 28 - Kaniula dożylna niemowlęca**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Kaniula dożylna niemowlęca wykonana z PTFE, specjalnie przeznaczone do małych i delikatnych żył u pacjentów pediatrycznych posiadająca kształt odłączanych skrzydełek ułatwiający trzymanie kaniuli pomimo jej małego rozmiaru, oraz ułatwiające zamocowanie kaniuli nawet na rękę noworodka ,bez konieczności unieruchamiania kończyny .	0,6mm(24G)	szt.	7000

**Grupa 29 - Koreczki do kaniuli dożylniej**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Koreczki do kaniuli dożylniej	-----	szt.	56700

**Grupa 30 - Igła Touhy**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Igła Touchy	18G/80mm	szt.	400

**Grupa 31 - Pojemnik na zużyte odpadki ostre**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Pojemnik na zużyte odpadki ostre (duże otwory)	0,7 l	szt.	10000
2.	Pojemnik na zużyte odpadki ostre (duże otwory)	1,5-2l	szt.	3000
3.	Pojemnik na zużyte odpadki ostre (duże otwory)	3,5l	szt.	800

**Grupa 32 - Przyrząd do szybkiego przetaczania płynów**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.M	Zamawiane ilości
1.	Przyrząd do szybkiego przetaczania płynów	-----	szt.	17