

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**Grupa 1– Stapler jednorazowy okrężny z kontrolowanym dociskiem lub automatycznym systemem docisku zszywki**

L.p.	Rozmiar	Ilość sztuka zamawiana	Uwagi
1	28 do 34 mm	30	Jednorazowy
2	25 mm	12	jednorazowy

Grupa II – Ładunki do staplera wielorazowego z nożem lub stapler liniowy jednorazowy z nożem

L.p.	Rozmiar	Ilość sztuk zamawiana	Uwagi
1	90 mm lub jednorazowe 75-90 mm	36	Ładunki do staplera wielorazowego kompatybilne ze staplerem typu GIA lub stapler jednorazowy

Zamawiający posiada na wyposażeniu stapler wielorazowy typu GIA. W przypadku zaoferowania ładunków do staplerów wielorazowych muszą być one kompatybilne z posiadanym wyposażeniem.

Grupa III – Ładunki do staplera poprzecznego bez noża lub stapler jednorazowy bez noża

L.p.	Rozmiar	Ilość sztuka zamawiana	Uwagi
1	55mm zszywka 4,8 mm	30	Ładunki do staplera wielorazowego kompatybilne ze staplerem typu TA lub stapler jednorazowy
2	30 mm zszywka 4,8mm	6	Stapler jednorazowy

Zamawiający posiada na wyposażeniu stapler wielorazowy typu TA. W przypadku zaoferowania ładunków do staplerów wielorazowych muszą być one kompatybilne z posiadanym wyposażeniem.

Grupa IV – Klipsy naczyniowe tytanowe

L.p.	Rozmiar	Ilość sztuka zamawiana	Uwagi
1	Medium -large titanowe w magazyńku po 6 sztuk	6000	Klipsy kompatybilne z klipsownicą typu EL 314 lub PL-503R

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania klipsów, które nie będą kompatybilne z posiadanym wyposażeniem przez Zamawiającego, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia przez Wykonawcę odpowiedniej klipsownicy w ilości w minimum 3 sztuk – które można sterylizować w autoklawie, na czas używania przez Zamawiającego klipsów pochodzących z zamówień związanych z zawartą umową.

Grupa V - Klipsy naczyniowe wchłaniające

L.p.	Rozmiar	Ilość (sztuk)	Uwagi
1	PDS w magazyńku 10 sztuk	180	Klipsy kompatybilne z klipsownicą typu AE 314

Zamawiający posiada na wyposażeniu klipsownicę typu AE 314. Oferowane klipsy muszą być kompatybilne z posiadanym wyposażeniem. W innym przypadku należy dostarczyć na okres stosowania klipsów 1 klipsownicę, którą można sterylizować w autoklawie.

Grupa VI - Siatki chirurgiczne przepuklinowe

L.p.	Rozmiar	Ilość (sztuk) zamawiana
1	6 cm x 11cm	20
2	15cm x 15cm	25
3	15 cmx 30cm	20